

Protokoll

Zielwertermittlung bei Wechsel der Filmcharge

Datum: _____ Filmchargennummer alt: _____

Filmchargennummer neu: _____

Messung:	M1	M2	M3	Mittelwert
	Datum:	Datum:	Datum:	$\frac{(M1+M2+M3)}{3}$
Empfindlichkeitsindex alt				(E1)
Empfindlichkeitsindex neu				(E2)
Kontrastindex alt				(K1)
Kontrastindex neu				(K2)

$$E_{i\text{NEU}} = E_{i\text{ALT}} + E2 - E1$$

$$K_{i\text{NEU}} = K_{i\text{ALT}} + K2 - K1$$

$$E_{i\text{NEU}} = \quad + \quad - \quad =$$

$$K_{i\text{NEU}} = \quad + \quad - \quad =$$

Die Werte bitte nach Abschluß in ein neues Protokoll eintragen!